


NobelProcera™ Crown and Bridge

Crown and Bridge in Zirconia.

INSTRUCTIONS FOR USE



72835 ML West 1103 Printed in Sweden. Date of issue 2011-02-09.
All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks used in this document are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case, trademarks of Nobel Biocare.
VITA VM9 and VITA PM9 are registered trademarks of VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG. IPS e.max Ceram and IPS e.max ZirPress are registered trademarks of Ivoclar Vivadent AG. Product images in this folder are not necessarily to scale.



Contraindications:
– Bruxism
– Cases where the mesial/distal cantilever have a length of more than one unit.
– External radius less than 0.6mm.

Procedural Precautions: Close cooperation between restorative dentist and dental laboratory technician is essential for a successful treatment. It is especially important to achieve proper stress distribution through adaptation and fitting of the crown by adjusting occlusion to the opposing jaw. In addition avoid excessive transverse loading forces, particularly in immediate loading cases. Because of the small size of prosthetic components, care must be taken that they are not swallowed or aspirated by the patient. If the restoration requires modification, pay attention to the marginal area and occlusal surfaces; a minimum thickness of 0.4 mm should be kept. If modifying the restoration, use appropriate protection equipment to avoid inhale the NobelProcera™ Zirconia dust. If a try-in on the patient is carried out, we recommend cleaning the restoration under running water or with alcohol.

Sterility: The coping or bridge is delivered non-sterile and should be disinfected with a dedicated disinfection solution (e.g. 70% ethanol) before try-in and again after try-in directly before cementation.

Handling procedures

Clinical Procedure

- Preparation of tooth:**
 - Eliminate sharp edges, undercuts, and grooves.
 - Provide sufficient reduction (1,2 mm to 1,5 mm).
 - Provide adequate space for the crown.
 - Avoid sharp angles on the occlusal surface.
 - Avoid creating a deep fossa/cavity.
 - Provide sufficient (1,5 mm to 2 mm) occlusal/incisal reduction.
 - Avoid preparations that are excessively tapered or too close to parallel.
The ideal total occlusal convergence is 6°–10°.
- Impression:**
 - Make an ordinary crown and bridge impression using your preferred impression material and method.
 - Send the impression to the laboratory.
Procedure after the restoration has been delivered from the dental laboratory
- Cementation:** Gently seat the restoration on the tooth and check both the occlusion and the interproximal contacts. The restoration should be in light occlusion. Excursive contact should be minimal.
- Removal:** To avoid overheating cross-cutting burs with copious irrigation during preparation should be used, if rotating instruments are used for removal.

Laboratory Procedure

- Production:** A model is made from the impression and scanned for producing a NobelProcera™ Crown or bridge with the NobelProcera™ Scanner and the NobelProcera™ software according to the tutorial found within the software. The framework should be designed with optimum veneering material support. The coping or bridge is milled in a NobelProcera™ production site.
- Veneering:** After production, the crown is veneered with veneering material designed for use with zirconium with a CTE of 10.4. A veneering option is Ivoclar Vivadent IPS e.max Ceram and e.max ZirPress or VITA VM9 and PM9.

Manufacturer: Nobel Biocare AB, Box 5190, SE-402 26 Göteborg, Sweden.
Phone: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

Caution: The caution text "Federal (USA) law restricts the sale of this device to, or on the order of, a licensed physician or dentist" is shown on labels with "Rx Only".

Do not re-use. Re-use could result in local infection or transmission of infectious diseases.

0086

0086

Hersteller: Nobel Biocare AB, Box 5190, SE-402 26 Göteborg, Schweden.
Telefon: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

Achtung: Auf Etiketten wird mit dem Vermerk „Rx Only“ auf den Hinweistext „Laut US-Bundesgesetzen dürfen diese Produkte nur an Ärzte oder auf deren Anordnung hin verkauft werden“ verwiesen.

Zum Einmalgebrauch, nicht wiederverwenden. Die Wiederverwendung kann zu lokalen Infektionen oder zur Übertragung von Infektionskrankheiten führen.

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

ENGLISH

Important: Please read.

Disclaimer of liability: This prosthetic component is part of an overall concept and should only be used in conjunction with the recommended products according to the instructions and recommendation of Nobel Biocare. Use of non-recommended products made by third parties in conjunction with Nobel Biocare prosthetic components will void any warranty or other obligation, express or implied, of Nobel Biocare. The user of Nobel Biocare prosthetic components has the duty to determine whether or not any product is suitable for the particular patient and circumstances. Nobel Biocare disclaims any liability, express or implied, and shall have no responsibility for any direct, indirect, punitive or other damages, arising out of or in connection with any errors in professional judgment or practice in the use of Nobel Biocare products. The clinician is also obliged to study the latest developments in regard to the Nobel Biocare products and their applications regularly. In cases of doubt, the clinician has to contact Nobel Biocare. Since the processing and application of this product are under the control of the clinician, they are his/her responsibility. We assume no liability whatsoever for damage arising therefrom. Failure to observe the indicated limitations of use and working steps may result in failure. Please note that not all products may have been licensed in accordance with Canadian law.

Description: An individualized coping or bridge cement retained solution on natural teeth or abutments, for use as the core structure for a crown and bridge.


Materials: NobelProcera™ Zirconia – Biocompatible yttria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP).

Indications:

- Anterior or posterior coping or bridge for functional and esthetic replacement of teeth.
- Tooth- and implant-supported restorations.
- NobelProcera™ Crown Zirconia, 0.4mm, is indicated for use in the esthetic region, premolar to premolar.
- 0.7 mm for all locations in the mouth.

- For a bridge span of 2–14 units, designed to fit into a disc, 60 mm in diameter and 20 mm in height.
- 0.6 mm for NobelProcera™ Zirconia bridges, any position in the mouth.
- The connector dimension of a multi-unit framework depends on the distance between the supporting teeth (see table below). The design is supported by real-time feedback through warning function in the NobelProcera™ Software.

Type – any position	Maximum length	Minimum connector and cross section
	a=Arc length [mm] e=Extension length [mm]	height x width [mm] / area [mm ²]
Free hanging arc	a ≤ 21,0	3,0 x 2,5 / 6,0
Free hanging arc	21,0 < a ≤ 35,0	4,0 x 3,0 / 9,4
Extension	e ≤ 10,0	4,0 x 3,0 / 9,4



Contraindications:
– Bruxism
– Cases where the mesial/distal cantilever have a length of more than one unit.
– External radius less than 0.6mm.

Procedural Precautions: Close cooperation between restorative dentist and dental laboratory technician is essential for a successful treatment. It is especially important to achieve proper stress distribution through adaptation and fitting of the crown by adjusting occlusion to the opposing jaw. In addition avoid excessive transverse loading forces, particularly in immediate loading cases. Because of the small size of prosthetic components, care must be taken that they are not swallowed or aspirated by the patient. If the restoration requires modification, pay attention to the marginal area and occlusal surfaces; a minimum thickness of 0.4 mm should be kept. If modifying the restoration, use appropriate protection equipment to avoid inhale the NobelProcera™ Zirconia dust. If a try-in on the patient is carried out, we recommend cleaning the restoration under running water or with alcohol.

Sterility: The coping or bridge is delivered non-sterile and should be disinfected with a dedicated disinfection solution (e.g. 70% ethanol) before try-in and again after try-in directly before cementation.

Handling procedures

Clinical Procedure

- Preparation of tooth:**
 - Eliminate sharp edges, undercuts, and grooves.
 - Provide sufficient reduction (1,2 mm to 1,5 mm).
 - Provide adequate space for the crown.
 - Avoid sharp angles on the occlusal surface.
 - Avoid creating a deep fossa/cavity.
 - Provide sufficient (1,5 mm to 2 mm) occlusal/incisal reduction.
 - Avoid preparations that are excessively tapered or too close to parallel.
The ideal total occlusal convergence is 6°–10°.
- Impression:**
 - Make an ordinary crown and bridge impression using your preferred impression material and method.
 - Send the impression to the laboratory.
Procedure after the restoration has been delivered from the dental laboratory
- Cementation:** Gently seat the restoration on the tooth and check both the occlusion and the interproximal contacts. The restoration should be in light occlusion. Excursive contact should be minimal.
- Removal:** To avoid overheating cross-cutting burs with copious irrigation during preparation should be used, if rotating instruments are used for removal.

Laboratory Procedure

- Production:** A model is made from the impression and scanned for producing a NobelProcera™ Crown or bridge with the NobelProcera™ Scanner and the NobelProcera™ software according to the tutorial found within the software. The framework should be designed with optimum veneering material support. The coping or bridge is milled in a NobelProcera™ production site.
- Veneering:** After production, the crown is veneered with veneering material designed for use with zirconium with a CTE of 10.4. A veneering option is Ivoclar Vivadent IPS e.max Ceram and e.max ZirPress or VITA VM9 and PM9.

Manufacturer: Nobel Biocare AB, Box 5190, SE-402 26 Göteborg, Sweden.
Phone: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

Caution: The caution text "Federal (USA) law restricts the sale of this device to, or on the order of, a licensed physician or dentist" is shown on labels with "Rx Only".

Do not re-use. Re-use could result in local infection or transmission of infectious diseases.

0086

0086

Hersteller: Nobel Biocare AB, Box 5190, SE-402 26 Göteborg, Schweden.
Telefon: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

Achtung: Auf Etiketten wird mit dem Vermerk „Rx Only“ auf den Hinweistext „Laut US-Bundesgesetzen dürfen diese Produkte nur an Ärzte oder auf deren Anordnung hin verkauft werden“ verwiesen.

Zum Einmalgebrauch, nicht wiederverwenden. Die Wiederverwendung kann zu lokalen Infektionen oder zur Übertragung von Infektionskrankheiten führen.

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

DEUTSCH

Wichtig: Bitte lesen.

Haftungsausschluss: Diese prothetische Komponente ist Bestandteil eines umfassenden Behandlungskonzepts und sollte ausschließlich in Kombination mit den empfohlenen Produkten gemäß den Anweisungen und Empfehlungen von Nobel Biocare verwendet werden. Durch die Verwendung von nicht empfohlenen Produkten von Fremdanbietern in Kombination mit prothetischen Komponenten von Nobel Biocare erlischt die Garantie, und andere ausdrückliche oder konkludente Verpflichtungen von Nobel Biocare werden nichtig. Der Anwender von prothetischen Komponenten von Nobel Biocare ist verpflichtet festzustellen, ob das Produkt für einen bestimmten Patienten unter den gegebenen Bedingungen geeignet ist. Nobel Biocare übernimmt keine Haftung, weder ausdrücklich noch konkludent, für direkte oder mittelbare Schäden, Strafe einschließenden Schadensersatz oder sonstige Schäden, die durch oder in Verbindung mit Fehlern bei der fachlichen Beurteilung oder Praxis im Rahmen der Verwendung von Nobel Biocare Produkten auftreten. Der Facharzt ist außerdem verpflichtet, sich regelmäßig über die neuesten Weiterentwicklungen in Bezug auf Nobel Biocare Produkte und ihre Anwendung zu informieren. Im Zweifelsfall ist Nobel Biocare zu kontaktieren. Da die Verarbeitung und Insertion des Produkts der Kontrolle des Facharztes obliegt, übernimmt dieser die Verantwortung. Nobel Biocare übernimmt keinerlei Haftung für Schäden aus der Verwendung des Produkts. Die Nichtbeachtung der angegebenen Einschränkungen von Verwendung und Arbeitsschritten kann zu Funktionsfehlern führen.

Beachten Sie, dass unter Umständen nicht alle Produkte nach kanadischem Recht zugelassen sind.
Beschreibung: Eine individualisierte zementierte Kappen- oder Brückenlösung auf natürlichen Zähnen oder Abutments als Kernstruktur für eine Krone oder Brücke.


Materialien: NobelProcera™ Zirkondioxid – biokompatibles Yttrium-stabilisiertes tetragonales Zirkondioxid (Y-TZP)

Indikationen:

- Anteriore oder posteriore Kappen oder Brücken als funktionaler und ästhetischer Zahnersatz.
- Ästhetische Versorgungen auf Zähnen und Implantaten.
- Die NobelProcera™ Krone aus Zirkondioxid (0,4 mm) ist für die ästhetische Versorgung im Bereich der Frontzähne und Prämolaren indiziert.
- 0,7 mm für alle Positionen im Ober- und Unterkiefer.

- Für eine Brückenlänge von 2 bis 14 Einheiten, die in eine Scheibe mit 60 mm Durchmesser und 20 mm Höhe passt.
- 0,6 mm für NobelProcera™ Brücken aus Zirkondioxid, alle Positionen im Ober- und Unterkiefer.
- Die Maße von Verbindungselementen bei mehrgliedrigen Gerüsten werden bestimmt durch den Abstand zwischen den Pfeilerzähnen (siehe Tabelle unten). Das Design wird mit Echtzeitfeedback durch die Warnfunktion der NobelProcera™ Software unterstützt.

Typ – Beliebige Position	Maximale Länge	Mindestmaße Verbindungselemente und Querschnitt
	a=Bogenlänge [mm] e=Verlängerungslänge [mm]	Höhe x Breite [mm] / Fläche [mm ²]
Frei hängender Bogen	a ≤ 21,0	3,0 x 2,5/6,0
Frei hängender Bogen	21,0 < a ≤ 35,0	4,0 x 3,0/9,4
Anhänger	e ≤ 10,0	4,0 x 3,0/9,4



Kontraindikationen:
– Bruxismus.
– Fälle, in denen die mesialen/distalen Extensionen länger als eine Brückeneinheit sind.
– Außenradius geringer als 0,6 mm.

Vorsichtsmaßnahmen für das Vorgehen: Die enge Zusammenarbeit zwischen Prothetiker und Zahn-techniker ist für eine erfolgreiche Behandlung unerlässlich. Es ist besonders wichtig, durch Anpassung und Einpassen der Krone für eine optimale Belastungsverteilung zu sorgen. Dies gelingt durch ein Einstellen der Okklusion zum Gegenkiefer. Zudem sollten extreme transversale Belastungskräfte vermieden werden, besonders bei Solorbelastung. Aufgrund der geringen Größe der Prothetikkomponenten ist besonders darauf zu achten, dass sie nicht vom Patienten verschluckt oder aspiriert werden. Muss die Versorgung modifiziert werden, auf den Randbereich und die okklusalen Oberflächen achten; eine Mindeststärke von 0,4 mm sollte erhalten werden. Bei einer Modifikation der Versorgung eine angemessene Schutzausrüstung tragen, um ein Einatmen von NobelProcera™ Zirkondioxidstaub zu verhindern. Wird eine Einprobe am Patienten vorgenommen, empfehlen wir die Reinigung der Versorgung unter fließendem Wasser oder mit Alkohol.

Sterilität: Die Kappe oder Brücke wird nicht steril geliefert und sollte mit einer geeigneten Desinfektionslösung (z. B. 70 %ige Ethanolösung) vor der Einprobe und noch einmal nach der Einprobe und vor der Zementierung desinfiziert werden.

Anleitung zur Verwendung

Klinisches Vorgehen

- Zahnpräparation:**
 - Scharfe Kanten, Unterschnitte und Furchen beseitigen.
 - Für ausreichende Reduzierung (1,2 mm bis 1,5 mm) sorgen.
 - Ausreichend Platz für die Krone schaffen.
 - Scharfe Winkel an der okklusalen Oberfläche vermeiden.
 - Tiefe Fossa/Kavitäten vermeiden.
 - Für ausreichende okklusale/incisale Reduzierung (1,5 mm bis 2 mm) sorgen.
 - Präparationen mit einer zu ausgeprägten Konusform oder fast parallele Präparationen vermeiden. Der ideale gesamte okklusale Winkel beträgt 6°–10°.
- Abformung:**
 - Eine konventionelle Abformung (wie für Kronen und Brücken) mit dem bevorzugten Abformmaterial und der gewünschten Methode anfertigen.
 - Die Abformung an das Dentallabor senden.
Verfahren nach Lieferung der Versorgung durch das Dentallabor
- Zementierung:** Die Versorgung vorsichtig auf das Abutment setzen. Dabei Okklusions- und Approximalkontakte prüfen. Die Versorgung sollte leichte Okklusionskontakte aufweisen. Kontakte bei Exkursionsbewegungen dürfen nur minimal sein.
- Entfernung:** Um ein Überhitzen zu verhindern, während der Präparation Fräsen mit reichlich Wasserkühlung verwenden, wenn rotierende Instrumente verwendet werden.

Vorgehen im Labor

- Herstellung:** Aus der Abformung wird ein Modell erstellt und für die Herstellung einer NobelProcera™ Krone oder Brücke mit dem NobelProcera™ Scanner und der NobelProcera™ Software gemäß Software-Lernprogramm gescannt. Das Gerüst sollte mit optimaler Unterstützung des Verblendmaterials erstellt werden. Die Kappe oder Brücke wird an einem NobelProcera™ Produktionsstandort gefräst.
- Verblendung:** Nach der Herstellung wird die Krone mit Verblendmaterial verblendet, das für die Verwendung mit Zirkon mit einem WAK von 10,4 entwickelt wurde. Verblendungsoptionen sind Ivoclar Vivadent IPS e.max Ceram und e.max ZirPress oder VITA VM9 und PM9.

Hersteller: Nobel Biocare AB, Box 5190, SE-402 26 Göteborg, Schweden.
Telefon: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

Achtung: Auf Etiketten wird mit dem Vermerk „Rx Only“ auf den Hinweistext „Laut US-Bundesgesetzen dürfen diese Produkte nur an Ärzte oder auf deren Anordnung hin verkauft werden“ verwiesen.

Zum Einmalgebrauch, nicht wiederverwenden. Die Wiederverwendung kann zu lokalen Infektionen oder zur Übertragung von Infektionskrankheiten führen.

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

0086

FRANÇAIS

Important : à lire attentivement.

Déni de responsabilité : Ce composant prothétique fait partie intégrante d'un concept et ne peut être utilisé qu'avec les produits conseillés selon les instructions et recommandations de Nobel Biocare. L'utilisation de produits non recommandés fabriqués par des tiers avec des composants prothétiques Nobel Biocare annule toutes garanties ou autres obligations, express ou implicites, de Nobel Biocare. L'utilisateur des composants prothétiques Nobel Biocare se doit de déterminer si un produit est adapté au patient et aux exigences de la situation. Nobel Biocare décline toute responsabilité, expresse ou implicite, et ne peut pas être tenu responsable de dommages directs, indirects, préjudiciables ou autres, résultant de ou en connexion avec toute erreur de jugement ou de pratique professionnelle dans le cadre de l'utilisation des produits Nobel Biocare. Le praticien a également l'obligation d'étudier les derniers développements relatifs aux produits Nobel Biocare et à leurs applications. En cas de doute, le praticien doit contacter Nobel Biocare. Le traitement et la mise en œuvre de ce produit étant sous le contrôle du praticien, ces tâches sont sous sa responsabilité. Nous déclinons toute responsabilité relative aux dommages résultant des éléments cités ci-dessus. Le non respect des limitations d'utilisation et étapes de travail indiquées risque de faire échouer le traitement. Notez qu'il se peut que certains produits n'aient pas reçu de licence en conformité avec la loi canadienne.

Description : Solution individualisée servant d'infrastructure sous la forme de chape ou d'armature de bridge pour prothèse scellée sur dents naturelles ou piliers implantaires.


Matériaux : Zirconie NobelProcera™ – Zirconie tétraogonale stabilisée par yttrium biocompatible (Y-TZP).

Indications :

- Chape ou bridge antérieur ou postérieur pour le remplacement esthétique et fonctionnel de dents.
- Restaurations sur dents et sur implants.
- Couronne en zirconie NobelProcera™ Crown Zirconia (0,4 mm) indiquée dans la région esthétique, de prémolaires à prémolaires.
- 0,7 mm pour toutes les positions en bouche.

- Portées de bridge de 2–14 unités, conçues pour s'adapter dans un disque de 60 mm de diamètre et de 20 mm de hauteur.
- 0,6 mm pour les bridges en zirconie NobelProcera™ Zirconia bridges, toutes les positions en bouche.
- La dimension du connecteur d'une armature plurale dépend de la distance entre les dents de soutien (voir tableau ci-dessous). La conception est soutenue par les commentaires en temps réel de la fonction d'avertissement du logiciel NobelProcera™.

Type – toute position	Longueur maximale	Connecteur et surface transversale minimum
	a=longueur d'arcade [mm] e=longueur d'extension [mm]	hauteur x largeur [mm] / surface [mm ²]
Arc pontique	a ≤ 21,0	3,0 x 2,5 / 6,0
Arc pontique	21,0 < a ≤ 35,0	4,0 x 3,0 / 9,4
Extension	e ≤ 10,0	4,0 x 3,0 / 9,4



Contre-indications :
– Bruxisme.
– Cas où les extensions en cantilever mésiales/distales présentent une longueur supérieure à une unité.
– Rayon externe inférieur à 0,6 mm.

Précautions opératoires : Une coopération étroite entre le dentiste chargé de la prothèse et le prothésiste dentaire est essentielle au succès du traitement. La répartition correcte des contraintes est particulièrement importante via l'adaptation passive et la mise en place de l'armature de couronne par réglage de l'occlusion par rapport à l'arcade antagoniste. Éviter en outre les forces transversales excessives, en particulier dans les cas de mise en charge immédiate. En raison des dimensions réduites des composants prothétiques, veiller à ce que le patient ne risque pas de les aspirer, ni de les avaler. Si la restauration requiert une modification, faire attention à la zone marginale et aux surfaces occlusales ; respecter une épaisseur minimale de 0,4 mm. En cas de modification de la restauration, porter un équipement de protection adéquat pour éviter l'inhalation des particules de zirconie NobelProcera™. Si un essaiage en bouche est effectué, nous recommandons de nettoyer la restauration à l'eau courante ou à l'alcool.

Stérilisation : La chape ou le bridge est livré non stérile et doit être désinfecté à l'aide d'une solution désinfectante appropriée (éthanol à 70% par ex.) avant essaiage et après essaiage directement avant le scellement.

Protocoles de manipulation

Protocole clinique

NobelProcera™ Crown and Bridge

Crown and Bridge in Zirconia.

INSTRUCTIONS FOR USE



ESPAÑOL

Importante: Leer detenidamente.

Exención de responsabilidad: Este componente protésico forma parte de un concepto global y sólo debe utilizarse conjuntamente con los productos recomendados según las instrucciones y recomendaciones de Nobel Biocare. El uso de productos no recomendados fabricados por terceros junto con los componentes protésicos de Nobel Biocare anulará cualquier garantía u otra obligación, implícita o explícita, por parte de Nobel Biocare. El usuario de componentes protésicos de Nobel Biocare es el responsable de determinar si un producto está o no indicado para cada paciente y cada circunstancia. Nobel Biocare declina cualquier responsabilidad, ya sea implícita o explícita y no será responsable ante ningún daño directo, indirecto, punitivo o de otro carácter, que se produzca por o esté en relación con cualquier error en el juicio o la práctica del profesional en el uso de los productos de Nobel Biocare. El clínico y el técnico de laboratorio también están obligados a estudiar con regularidad los últimos desarrollos y aplicaciones en lo que respecta a los productos de Nobel Biocare. En caso de duda, el clínico y el técnico de laboratorio deberán ponerse en contacto con Nobel Biocare. Puesto que el procesamiento y la aplicación de este producto están bajo el control del clínico y del técnico de laboratorio, éstos serán responsabilidad suya. No asumimos ninguna responsabilidad por los daños producidos como consecuencia de ellos. Si no se respetan las limitaciones de uso ni los pasos de trabajo indicados, podrían producirse fallos. Tenga presente que es posible que no todos los productos estén autorizados de acuerdo con las leyes canadienses.


Descripción: Solución cementada de cofia o puente personalizadas sobre dientes naturales o pilares, para su uso como estructura de núcleo para coronas y puentes.

Materiales: NobelProcera™ de zirconia: zirconia tetragonal estabilizada con itria (Y-TZP) biocompatible. **Indicaciones:**

- Cofia o puente anterior o posterior para sustitución funcional y estética de dientes.
- Restauraciones sobre implantes y dientes.
- Corona NobelProcera™ de zirconia (0,4 mm) indicada para la zona estética, de premolar a premolar. - 0,7 mm, para todas las zonas de la boca.

- Para un tramo de puente de 2-14 unidades, diseñado para ajustarse en un disco de 60 mm de diámetro y 20 mm de altura.
- 0,6 mm para puentes NobelProcera™ de zirconia, en cualquier posición en la boca.
- La dimensión de los conectores de una estructura múltiple dependerá de la distancia entre los dientes de soporte (consulte la tabla a continuación). El diseño está respaldado por la información en tiempo real a través de una función de advertencia del software NobelProcera™.

Tipo - cualquier posición	Longitud máxima	Conector mínimo y corte transversal
	a = longitud del arco [mm] e = longitud del cantilever [mm]	alto x ancho [mm] / área [mm ²]
Arco entre pilares	a ≤ 21,0	3,0 x 2,5 / 6,0
Arco entre pilares	21,0 < a ≤ 35,0	4,0 x 3,0 / 9,4
Cantilever	e ≤ 10,0	4,0 x 3,0 / 9,4



Contraindicaciones:

- Bruxismo
- Casos en los que los cantilevers mesiales/distales tengan una longitud de más de una unidad
- Radio externo inferior a 0,6 mm

Precauciones durante el procedimiento: La estrecha colaboración entre el dentista restaurador y el técnico de laboratorio resulta esencial para que el tratamiento sea un éxito. Resulta de especial importancia lograr una correcta distribución de fuerzas mediante la adaptación y el ajuste de la corona ajustando la oclusión al maxilar opuesto. Además, deben evitarse las fuerzas de carga transversal excesivas, especialmente en casos de carga inmediata. Debido al tamaño reducido de los componentes protésicos, se debe tener cuidado para que el paciente no los trague ni aspire.

Si es preciso modificar la restauración, se debe prestar atención al área marginal y a las superficies oclusales y mantener un grosor mínimo de 0,4 mm. Cuando se modifique la restauración, se debe utilizar un equipo de protección adecuado para evitar que se inhale el polvo de la zirconia de NobelProcera™. Si se lleva a cabo una prueba en el paciente, aconsejamos limpiar la restauración con agua corriente o con alcohol.

Esterilidad: La cofia o el puente se suministran sin esterilizar así que es preciso desinfectarlos con una solución desinfectante específica (p. ej. etanol al 70%) antes de realizar la prueba, y otra vez después de la prueba justo antes del cementado.

Procedimientos de manipulación

Procedimiento clínico

- Preparación del diente:**
 - Elimine bordes pronunciados, zonas retentivas y cavidades.
 - Proporcione una reducción suficiente (entre 1,2 mm y 1,5 mm).
 - Facilite un espacio adecuado para la corona.
 - Evite los ángulos pronunciados en la superficie oclusal.
 - Evite crear una fosa/cavidad profunda.
 - Proporcione una reducción oclusal/incisal suficiente (entre 1,5 mm y 2 mm).
 - Evite las preparaciones que sean excesivamente cónicas o casi paralelas. La convergencia oclusal total ideal es de 6 a 10°.
- Impresión:**
 - Tome una impresión estándar de coronas y puentes utilizando su material y método de impresión preferidos.
 - Envíe la impresión al laboratorio.

Tras el procedimiento de laboratorio, el laboratorio dental entrega la restauración.
- Cementado:** Asiente suavemente la restauración en el diente y compruebe tanto la oclusión como los contactos interproximales. La restauración debería estar en ligera oclusión. El contacto excursivo debe ser mínimo.
- Extracción de la estructura:** Para evitar que se recalienten las fresas, debe irrigarse con abundante agua durante la preparación si se utilizan instrumentos giratorios para la extracción de la estructura.

Procedimiento de laboratorio

- Producción:** Se fabrica un modelo a partir de la impresión y se escanea para producir una corona o puente NobelProcera™ respectivamente con el escáner NobelProcera™ y el software NobelProcera™, tal y como se describe en el tutorial incluido en el software. La estructura debe diseñarse con el soporte de material de recubrimiento óptimo. La cofia o el puente se fresan en un centro de producción de NobelProcera™.
- Recubrimiento:** Después de la producción, la corona se cubre con el material de recubrimiento diseñado para su uso con zirconia con un CTE de 10,4. Una opción de recubrimiento es Ivoclar Vivadent IPS e.max Ceram y e.max ZirPress o VITA VM9 y PM9.

Fabricante: Nobel Biocare AB, Box 5190, SE-402 26 Gotemburgo, Suecia. Teléfono: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

Precaución: La nota de advertencia "La ley federal (EE. UU.) limita la venta de este producto a dentistas o médicos autorizados" se incluye en las etiquetas con "Rx Only".

No reutilizar. Si se reutiliza, podría provocar una infección local o la transmisión de enfermedades infecciosas.



Argentina
Nobel Biocare Argentina
Phone: +54 11 4825 9696
Cust. support:
toll free 0800 800 66235

Belgium
Nobel Biocare Belgium
Phone: +32 2 467 41 70

Brazil
Nobel Biocare Brazil
Phone: +55 11 5102 7000
Cust. support: 0800 169 996

Canada
Nobel Biocare Canada
Phone: +1 905 762 3500
Cust. support:
+1 800 939 9394

China
Nobel Biocare China
Phone: +86 21 5206 6655
Cust. support:
+86 21 5206 0974

Denmark
Nobel Biocare Denmark
Phone: +45 39 40 48 46

Finland
Nobel Biocare Finland
Phone: +358 9 343 69 70

France
Nobel Biocare France
Phone: +33 1 49 20 00 30

Germany
Nobel Biocare Germany
Phone: +49 221 500 85 890

Hong Kong
Nobel Biocare Hong Kong
Phone: +852 2845 1266
Cust. support:
+852 2823 8926

PORTUGUÊS

Importante: Ler as informações seguintes.

Limitação de responsabilidade: Este componente protético integra um conceito geral e pode ser utilizado apenas em conjunto com os produtos recomendados de acordo com as instruções e recomendações da Nobel Biocare. A utilização de produtos não recomendados fabricados por terceiros em conjunto com os componentes protéticos da Nobel Biocare irá tornar nula qualquer garantia ou outra obrigação, expressa ou implícita, da Nobel Biocare. O utilizador de componentes protéticos da Nobel Biocare tem o dever de determinar se qualquer produto é ou não adequado para um paciente e circunstâncias específicas. A Nobel Biocare não assume qualquer responsabilidade, expressa ou implícita, e não será responsabilizada por quaisquer danos directos, indirectos ou punitivos ou de outro tipo, resultantes de ou associados a erros de avaliação ou prática profissional na utilização de produtos da Nobel Biocare. O clínico também é obrigado a estudar os desenvolvimentos mais recentes relativos aos produtos da Nobel Biocare e respectivas aplicações regularmente. Em casos de dúvida, o clínico deverá contactar a Nobel Biocare. Uma vez que o processamento e a aplicação deste produto são controlados pelo clínico, cabe a este/esta a responsabilidade. A Nobel Biocare não assume qualquer responsabilidade por danos daí resultantes. A inobservância das limitações de utilização e passos de trabalho indicados poderá resultar em fracasso. Tenha em atenção que nem todos os produtos foram licenciados de acordo com a lei canadiana.


Descrição: Uma solução de cofia ou ponte individualizada cimentada sobre dentes naturais ou pilares, para utilização como estrutura nuclear para uma coroa e ponte.

Materiais: NobelProcera™ Zirconia – Zircónia tetragonal estabilizada com ítrio biocompatível (Y-TZP). **Indicações:**

- Cofia ou ponte anterior ou posterior para substituição funcional e estética de dentes.
- Restaurações suportadas por dentes e implantes.
- A coroa NobelProcera™ Crown Zirconia, de 0,4 mm, é indicada para a região estética, de pré-molar a pré-molar. - 0,7 mm para todas as posições na boca.

- Para uma extensão de ponte de 2-14 unidades, desenhadas para se ajustar num disco, com 60 mm de diâmetro e 20 mm de altura.
- 0,6 mm para pontes NobelProcera™ Zirconia, para qualquer posição na boca.
- A dimensão do conector de uma estrutura de múltiplas restaurações depende da distância entre os dentes de suporte (consulte a tabela abaixo). O desenho é apoiado por feedback em tempo real através da função de aviso do Software NobelProcera™.

Tipo - qualquer posição	Comprimento máximo	Conector e corte transversal mínimos
	a=Comprimento da arcada [mm] e=Comprimento da extensão [mm]	altura x largura [mm] / área [mm ²]
Arcada suspensa	a ≤ 21,0	3,0 x 2,5 / 6,0
Arcada suspensa	21,0 < a ≤ 35,0	4,0 x 3,0 / 9,4
Extensão	e ≤ 10,0	4,0 x 3,0 / 9,4



Contra-indicações:

- Bruxismo
- Casos em que o cantilever na zona mesial/distal tenha um comprimento superior a uma unidade.
- Raio exterior inferior a 0,6 mm.

Precauções de Procedimento: É essencial uma estreita colaboração entre o médico dentista responsável pela restauração e o técnico laboratorial para um tratamento bem sucedido. É especialmente importante alcançar uma distribuição de tensão adequada através da adaptação e ajuste da coroa ajustando a oclusão do maxilar oposto. Para além disso, evite forças transversais de carga excessivas, particularmente em casos de carga imediata. Devido ao tamanho reduzido dos componentes protésicos, deverão ser tomadas precauções para que estes não sejam engolidos ou aspirados pelo paciente.

Se a restauração necessitar de modificação, tenha em atenção a área marginal e superfícies oclusais; deve ser mantida uma espessura mínima de 0,4 mm. No caso de modificação da restauração, utilize equipamento de protecção adequado de modo a evitar a inalação do pó NobelProcera™ Zirconia. Se for efectuada uma prova no paciente, recomendamos a limpeza da restauração sob água corrente ou com álcool.

Esterilidade: A cofia ou ponte é entregue não esterilizada e deve ser desinfectada com uma solução de desinfeção dedicada (por exemplo, etanol a 70%) antes da prova e novamente após a mesma imediatamente antes da cimentação.

Procedimentos de manuseamento

Procedimento Clínico

- Preparação do dente:**
 - Elimine arestas afiadas, áreas retentivas e sulcos.
 - Proporcione redução suficiente (1,2 mm a 1,5 mm).
 - Proporcione espaço adequado para a coroa.
 - Evite ângulos acentuados na superfície oclusal.
 - Evite criar uma fosa/cavidade profunda.
 - Proporcione redução oclusal/incisal suficiente (1,5 mm to 2 mm).
 - Evite preparações excessivamente cónicas ou muito próximas do paralelo. A convergência oclusal total ideal é de 6-10°.
- Impressão:**
 - Obtenha uma impressão convencional para coronas e pontes utilizando o material e o método de impressão da sua preferência.
 - Envie a impressão para o laboratório de prótese dentária.

O procedimento após a restauração foi entregue pelo laboratório de prótese dentária
- Cimentação:** Encaixe a restauração no dente com cuidado e verifique a oclusão e os contactos interproximais. A restauração deverá possuir uma oclusão ligeira. O contacto com os dentes adjacentes deverá ser mínimo.
- Remoção:** Para evitar sobreaquecimento, deve utilizar brocas e irrigação abundante durante a preparação, no caso de serem utilizados de serem utilizados instrumentos de rotação para remoção.

Procedimento Laboratorial

- Produção:** É efectuado um modelo a partir da impressão e é digitalizado para produção de uma coroa ou ponte NobelProcera™ Crown ou Bridge, utilizando o scanner NobelProcera™ Scanner e o software NobelProcera™ de acordo com o tutorial incluído no software. A estrutura deve ser desenhada com apoio ideal para material de revestimento. A cofia ou ponte é fresada num centro de produção NobelProcera™.
- Revestimento:** Após a produção, a coroa é revestida com material de revestimento concebido para utilização com zircónia, com um CTE de 10,4. Uma opção de revestimento é a Vivadent IPS e.max Ceram e a e.max ZirPress ou VITA VM9 e PM9.

Fabricante: Nobel Biocare AB, Box 5190, SE-402 26 Göteborg, Suécia. Telefone: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

Atenção: A legislação federal dos Estados Unidos estipula que a venda deste dispositivo só pode ser efectuada por médicos ou dentistas licenciados ou mediante receita médica.

Não reutilize. A reutilização pode resultar numa infecção local ou na transmissão de doenças infecciosas.



Hungary
Nobel Biocare Hungary
Phone: +36 1 279 33 79

India
Nobel Biocare India
Phone: +91 22 6751 9999
Cust. support:
toll free 1 800 22 9998

Ireland
Nobel Biocare Ireland
Phone: toll free 1800 677 306

Israel
Nobel Biocare Israel
Phone: +972 5 268 3448

Italy
Nobel Biocare Italy
Phone: +39 039 683 61
Cust. support:
toll free 800 53 93 28

Japan
Nobel Biocare Japan
Phone: +81 3 6717 6191

Lithuania
Nobel Biocare Lithuania
Phone: +370 5 268 3448
Cust. support:
toll free 880 01 23 24

Mexico
Nobel Biocare Mexico
Phone: +52 55 524 974 60

Middle East
Nobel Biocare Middle East
Phone: +48 22 874 5951

Netherlands
Nobel Biocare Netherlands
Phone: +31 30 635 4949

New Zealand
Nobel Biocare New Zealand
Phone: +61 2 9064 5100
Cust. support:
toll free 0800 441 657

Norway
Nobel Biocare Norway
Phone: +47 23 24 98 30

ITALIANO

Importante: leggere attentamente.

Esclusione di responsabilità: questo componente protesico fa parte di un trattamento completo e deve essere utilizzato esclusivamente in combinazione con i prodotti consigliati, in base alle istruzioni e alle raccomandazioni fornite da Nobel Biocare. L'uso di prodotti non consigliati in combinazione con componenti protesici Nobel Biocare renderà nulla ogni garanzia e qualsiasi altro obbligo, espresso o implicito, a carico di Nobel Biocare. L'utente di componenti protesici Nobel Biocare ha il dovere di determinare se un prodotto sia adatto o meno allo specifico paziente e alle particolari circostanze. Nobel Biocare declina qualsiasi responsabilità, espressa o implicita, in merito a danni diretti, indiretti, punitivi o di altro tipo derivanti da o collegati ad eventuali errori di valutazione o pratica professionale compiuti nell'uso di prodotti Nobel Biocare. Il medico è inoltre obbligato a tenersi regolarmente aggiornato sugli sviluppi più recenti relativi ai prodotti Nobel Biocare e alle loro applicazioni. In caso di dubbio, il medico deve contattare Nobel Biocare. Poiché il trattamento e l'applicazione del prodotto avvengono sotto il controllo del medico, questi se ne assume la piena responsabilità. Nobel Biocare declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni risultanti. Il mancato rispetto dei limiti d'uso e delle fasi della lavorazione indicate può provocare rotture. È possibile che non tutti i prodotti siano stati autorizzati conformemente alla legislazione canadese.


Descrizione: soluzione personalizzata di cassetta o ponte cementato su denti naturali o abutment per l'uso come struttura portante di una corona o un ponte.

Materiale: NobelProcera™ Zirconia – Zirconia tetragonale stabilizzato con ossido di ittrio, biocompatibile (Y-TZP). **Indicazioni:**

- Cassetta o ponte anteriore o posteriore per la ricostruzione funzionale ed estetica dei denti.
- Protesi supportate da denti e da impianti.
- NobelProcera™ Crown Zirconia, 0,4 mm, è indicato per la regione estetica, da premolare a premolare. - da 0,7 mm, per tutte le posizioni in bocca.

- Per un ponte da 2 a 14 elementi, progettato per rientrare in un disco di 60 mm di diametro e 20 mm di altezza.
- 0,6 mm per ponti NobelProcera™ Zirconia, per qualsiasi posizione in bocca.
- Le dimensioni delle aree di connessione per una struttura multipla dipendono dalla distanza tra i denti di supporto (vedere la tabella sotto). Supporto alla progettazione grazie al feedback in tempo reale della funzione di avviso del software NobelProcera™.

Tipo - qualsiasi posizione	Lunghezza massima	Minima sezione del connettore
	a = lunghezza arcata [mm] e = lunghezza estensione [mm]	altezza x larghezza [mm] / area [mm ²]
Arcata sospesa	a ≤ 21,0	3,0 x 2,5 / 6,0
Arcata sospesa	21,0 < a ≤ 35,0	4,0 x 3,0 / 9,4
Estensione	e ≤ 10,0	4,0 x 3,0 / 9,4



Controindicazioni:

- Bruxismo
- Casi in cui le estensioni mesiali/distali hanno una lunghezza superiore a una unità.
- Raggio esterno inferiore a 0,6 mm.

Precauzioni procedurali: per il buon esito del trattamento è essenziale una stretta collaborazione tra protista e odontotecnico. È particolarmente importante ottenere una corretta distribuzione della tensione attraverso l'adattamento della corona mediante regolazione dell'occlusione dell'arcata antagonista. Inoltre è opportuno evitare eccessive forze di carico trasversale, soprattutto nei casi di carico immediato. A causa delle ridotte dimensioni dei componenti protésici, occorre prestare attenzione affinché non vengano ingeriti o aspirati dal paziente.

Se la protesi deve essere modificata, prestare attenzione all'area marginale e alle superfici oclusali; è necessario mantenere uno spessore minimo di 0,4 mm. Durante la modifica della protesi indossare un equipaggiamento protettivo adatto per evitare di inalare la polvere di NobelProcera™ Zirconia. Se si decide di eseguire una prova sul paziente, si consiglia di pulire la protesi sotto acqua corrente o con alcool.

Sterilizzazione: la cassetta o il ponte non sono sterili alla consegna e dovrebbero essere disinfettati con un'apposita soluzione per disinfezione (per es., etanolo al 70%) prima della prova e di nuovo, dopo la prova, immediatamente prima della cementazione.

Procedure di utilizzo

Procedura clinica

- Preparazione dei denti:**
 - Eliminare spigoli vivi, sottosquadri e solchi.
 - Assicurare una riduzione oclusale sufficiente (1,2 mm-1,5 mm).
 - Assicurare uno spazio adeguato per la corona.
 - Evitare angoli acuti sulla superficie oclusale.
 - Prestare attenzione a non creare una fossa/cavità profonda.
 - Assicurare una riduzione oclusale/incisale sufficiente (1,5-2 mm).
 - Evitare preparazioni eccessivamente coniche o quasi parallele. La migliore convergenza oclusale totale è di 6-10°.
- Impronta:**
 - Eseguire un'impronta tradizionale per corone e ponti usando il materiale per impronta e il metodo preferito.
 - Inviare l'impronta al laboratorio.

Procedura successiva alla consegna della protesi da parte del laboratorio odontotecnico
- Cementazione:** applicare delicatamente la protesi sul dente e controllare sia l'occlusione che i contatti interprossimali. La protesi deve essere in leggera oclusione e il contatto laterale deve essere minimo.
- Rimozione:** se si usano strumenti rotanti per la rimozione, si dovrebbe assicurare un'abbondante irrigazione per evitare il surriscaldamento delle frese con taglio a croce.

Procedura di laboratorio

- Produzione:** a partire dall'impronta viene creato un modello, che viene sottoposto a scansione con lo scanner NobelProcera™ per realizzare una corona o un ponte usando lo scanner NobelProcera™ e il software NobelProcera™ in base alle istruzioni della guida contenuta nel software. Il manufatto dovrebbe essere progettato con un supporto ottimale del materiale di rivestimento. La cassetta o il ponte viene fresato in un impianto di produzione NobelProcera™.
- Rivestimento:** Dopo la produzione la corona viene rivestita con materiale apposito, progettato per l'uso con zirconio con un valore di CTE di 10,4. Un possibile materiale di riferimento è Ivoclar Vivadent IPS e.max Ceram ed e.max ZirPress o VITA VM9 e PM9.

Produttore: Nobel Biocare AB, Box 5190, SE-402 26 Göteborg, Svezia. Telefono: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

Importante: le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo dispositivo su prescrizione di un dentista o medico autorizzato.

Non riutilizzare per evitare il rischio di infezioni locali o trasmissione di malattie infettive.



Poland
Nobel Biocare Poland
Phone: +48 22 874 59 44
Cust. support:
+48 22 874 59 45

Portugal
Nobel Biocare Portugal
Phone: +351 22 374 73 50
Cust. support:
toll free 800 300 100

Russia
Nobel Biocare Russia
Phone: +7 495 974 77 55

Singapore
Nobel Biocare Singapore
Phone: +65 6737 7967
Cust. support:
+65 6737 7967

South Africa
Nobel Biocare South Africa
Phone: +27 11 802 0112

Spain
Nobel Biocare Spain
Phone: +34 93 508 8800
Cust. support:
toll free 900 850 008

Sweden
Nobel Biocare Sweden
Phone: +46 31 335 49 00
Cust. support:
+46 31 335 49 10

Switzerland
Nobel Biocare Switzerland
Phone: +41 43 211 53 20

Taiwan
Nobel Biocare Taiwan
Phone: +886 2 2793 9933

United Kingdom
Nobel Biocare UK
Phone: +44 1895 430 650

USA
Nobel Biocare USA
Phone: +1 714 282 4800
Cust. support:
+1 800 322 5001