



Gebrauchsanweisung: Straumann® CAD/CAM Sekundärteile, Titan

Instructions for use: Straumann® CAD/CAM abutments, titanium

Mode d'emploi : Parties secondaires Straumann® CFAO, titane

Istruzioni per l'uso: Componenti secondarie Straumann® CAD/CAM, titanio

Instrucciones de uso: Pilares Straumann® CAD/CAM, titanio

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Produttore/Fabricante

Institut Straumann AG, CH-4002 Basel/Schweiz/Switzerland, www.straumann.com



Deutsch

Abbildung: Straumann® CAD/CAM Sekundärteil RC, Titan (beispielhaft für das gesamte Portfolio von Straumann® CAD/CAM Titansekundärteilen)

Produktbeschreibung

Straumann® CAD/CAM Sekundärteile werden für die Restauration von Straumann® Zahnimplantaten unterschiedlicher Typen, enossaler Durchmesser, Längen und Plattformen verwendet.

Die Straumann® CAD/CAM Sekundärteile ermöglichen eine individuelle Gestaltung im Hinblick auf Funktion und Ästhetik. Straumann® CAD/CAM Sekundärteile werden vom Kunden entweder mittels eines herkömmlichen Aufwuchs-Sekundärteils gestaltet, das anschliessend gescannt wird, oder durch Scannen der intraoralen Situation und Formgebung durch das CAD-Modul der integrierten Software. Die Designdaten werden dann an Straumann geschickt, wo die Herstellung des individuell gestalteten Sekundärteils stattfindet.

Diese Gebrauchsanweisung gilt für Straumann® CAD/CAM Titansekundärteile der folgenden Prothetiklinien: synOcta® (RN und WN), CrossFit™ (NC und RC) sowie Narrow Neck (NN).

Indikationen

Straumann® CAD/CAM Titansekundärteile werden als Unterstützung für prothetische Rekonstruktionen wie Kronen, Brücken und Deckprothesen in die Straumann Zahnm-plantate gesetzt.

Die **Straumann® CAD/CAM Titansekundärteile** sind indiziert für Einzelzahn- und mehr-gliedrige Restaurationen.

Kontraindikationen

Allergien gegen eines oder mehrere der folgenden verwendeten Materialien: Titan (Ti), Titanlegierung (Ti-6Al-7Nb oder TAN).

Wichtig

Straumann® CAD/CAM Titansekundärteile dürfen nicht direkt mit Keramik verblendet werden.

Die gelieferten Straumann® CAD/CAM Titansekundärteile dürfen nach Erhalt nicht beschliffen oder poliert werden. Die Handhabung und Verwendung des Produkts unter-liegten nicht der Kontrolle durch Straumann und erfolgen in alleiniger Verantwortung des Anwenders. Jegliche Haftung für Verluste oder Schäden ist ausgeschlossen.

Allgemeine Warnhinweise & Vorsichtsmassnahmen

- Unsere Produkte müssen gesichert werden, um eine Aspiration während der intra-oralen Anwendung oder Insertion in das Implantat zu verhindern.
- Sekundäre Komponenten aus Titan dürfen nicht direkt mit Keramik verblendet werden. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisung könnte zu einer Beschädigung des Sekundärteils führen (Erhitzen auf 300 °C oder darüber verringert die Festigkeit von Titan-Komponenten).
- Eine aseptische Handhabung nach der Sterilisation ist unbedingt erforderlich.

Zie mitgelieferten Anweisungen reichen nicht aus, um die Straumann Sekundärteile und zugehörigen Komponenten einzusetzen. Nur Zahnärzte mit einer gründlichen Schulung in zahnärztlicher Implantologie sollten diese Teile einsetzen. Das Einbringen von Sekun-därteilen und zugehörigen Komponenten ohne fachgerechte Ausbildung kann zum Ver-sagen der Komponente oder des Sekundärteils führen. Ein Versagen des Sekundärteils kann zur Entfernung des Implantats oder anderen Komplikationen führen.

Weitere Einzelheiten finden Sie in den unten angegebenen, ergänzenden Straumann-Broschüren.

Das Nichtbefolgen der in dieser Anleitung beschriebenen Vorgehensweise kann dem Patienten schaden und/oder zu einer oder allen der nachstehenden Komplikationen führen:

- Aspiration von Komponenten,
- Beschädigung von Implantat, Sekundärteil oder anderen Komponenten,
- Lockung des Sekundärteils oder anderer Komponenten,
- Fehlerhafte endgültige Restauration oder Fehlfunktion der Krone, Brücke, Deckpro-these oder sonstigen prothetischen Versorgung,
- Beeinträchtigung der Kaufunktion des Patienten,
- Versagen des Implantats und/oder
- Entfernung des Implantats.

Provisorische Versorgungen müssen stets ausser Okklusion sein.

Provisorischer Zement, Zement oder irgendein anderes Befestigungsmaterial für Prothetikkomponenten muss entsprechend den Herstelleranweisungen verarbeitet werden.

Kompatibilitätsinformationen

Straumann Implantate und die Komponenten der Prothetiklinien synOcta®, CrossFit™ und Narrow Neck sind in einer breiten Palette von Konfigurationen erhältlich, um Ihren klinischen Anforderungen gerecht zu werden. Das Etiket auf jedem Produkt verwendet Abkürzungen, mit deren Hilfe Sie feststellen können, ob ein bestimmtes Sekundärteil oder Köppchen mit dem Implantat kompatibel ist, das Sie versorgen.

Die Straumann Bone Level (BL) Implantatlinie verwendet die Bezeichnungen RC (Regular CrossFit™) für Implantate mit den Durchmessern 4,1 und 4,8 mm oder NC (Narrow CrossFit™) für Implantsite mit einem Durchmesser von 3,3 mm. RC BL Implantate sind nur mit Komponenten kompatibel, die mit RC gekennzeichnet sind. NC BL Implantate sind nur mit Komponenten kompatibel, die mit NC gekennzeichnet sind.

Die Straumann-Implantatlinien Standard (S), Standard Plus (SP) und Tapered Effect (TE) verwenden die Bezeichnung RN (Regular Neck) für Implantate mit einem Schulterdurch-messer von 4,8 mm und WN (Wide Neck) für Implantate mit einem Schulterdurch-messer von 6,5 mm. RN S, RN SP und RN TE Implantate sind nur mit Komponenten kompatibel, die mit RN gekennzeichnet sind. WN S, WVN SP und WVN TE Implantate sind nur mit Komponenten kompatibel, die mit WN gekennzeichnet sind.

Die Bezeichnung NN (Narrow Neck) beschreibt den Schulterdurchmesse 3,5 mm des Standard Plus Implantats Narrow Neck. SP NN Implantate sind nur mit Komponenten kompatibel, die mit NN gekennzeichnet sind.

Achten Sie darauf, dass Sie nur Original-Straumann-Teile mit der entsprechenden Verbindung für die Restauration eines Straumann Implantats verwenden.

Die folgende Tabelle fasst die oben stehenden Informationen zusammen:

Implantattyp	Verbindungstyp	Kompatible Teile
BL (Bone Level)	RC (Regular CrossFit™)	Kennzeichnung RC
	NC (Narrow CrossFit™)	Kennzeichnung NC
S (Standard), SP (Standard Plus), TE (Tapered Effect)	WN (Wide Neck)	Kennzeichnung WN
	RN (Regular Neck)	Kennzeichnung RN
NN (Standard Plus Narrow Neck)	NN (Narrow Neck)	Kennzeichnung NN

Hinweis: Sie dürfen ein Implantat nur mit Sekundärteilen und Köppchen versorgen, die mit diesem Implantat kompatibel sind. Andernfalls können Patienten Schaden nehmen und/oder Implantat, Komponenten oder Werkzeuge beschädigt werden.

Verwendung und Handhabung von prothetischen Straumann Titankomponenten

1. Sterilisation

Straumann®Sekundärteile und -Komponenten sind bei Lieferung nicht steril. Straumann empfiehlt für die Sterilisation vor dem Gebrauch das folgende Verfahren:

Material	Methode	Bedingungen
Ti, TiLegierung	Autoklav, heisser Dampf	134 °C, 18 Min.

Hinweis: Teile, die in irgendeiner Form modifiziert oder verändert wurden, können ein anderes Sterilisationsverfahren erforderlich machen.

Vorsicht: Straumann® CAD/CAM Titansekundärteile dürfen nach Erhalt nicht beschliffen oder poliert werden. Beseitigen oder Polieren von Straumann® CAD/CAM Titanseku-därteilen kann zum Versagen des Produkts führen.

2. Straumann sekundäre Komponenten werden ohne Auftragen von Zement in das Im-plantat gesetzt. Straumann® CAD/CAM Sekundärteile werden mit einem Straumann® SCS-Schraubendreher eingesetzt und angezogen.

3. Achten Sie darauf, dass die retentiven Elemente der Implantat-Sekundärteil-Verbin-dung bei allen sekundären Komponenten wie etwa Sekundärteilen gemäss nachfol-gender Tabelle korrekt ausgerichtet sind.

Implantattyp	Ausrichtung Implantat/sekundäre Komponente
BL (Bone Level)	Interne Kerben
S (Standard), SP (Standard Plus), TE (Tapered Effect)	Innenachtkant
NN (Narrow Neck)	Aussenachtkant

4. Sichern Sie die eingesetzte sekundäre Komponente unbedingt mit der geeigneten Schraube und dem Straumann® SCS-Schraubendreher, der Ratsche und dem Dreh-momentaufsatz am Implantat.

5. Ziehen Sie die Schraube mit der Ratsche an, bis das geeignete Drehmoment erreicht ist (siehe nachfolgende Tabelle). Zur Stabilisierung verwenden Sie den Straumann Hallerschlüssel. Achten Sie darauf, dass der Pfeil des Drehmomentaufsatzes in Rich-tung des Uhrzeigersinns zeigt (zum Drehmomentbalken mit dem tropfenförmigen Ende). Wenn nicht, ziehen Sie den Pfeil heraus, drehen ihn um und drücken ihn wieder ein. Halten Sie mit einer Hand den Hallerschlüssel und ziehen Sie das trop-fenförmige Ende des Drehmomentaufsatzes nur mit einem Finger der anderen Hand bis das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Nach Erreichen des angegebenen Anzugdrehmoments können Sie Hallerschlüssel, Ratsche mit Drehmomentaufsatz und den Schraubendreher anheben und abnehmen.

Komponententyp	Anziehdrehmoment
Sekundärteile (permanent)	35 Ncm
Komponenten auf Implantatanalogen	Handst

Warnhinweis

Ein Drehmoment von mehr als 35 Ncm kann zum Versagen von Sekundärteil und/oder Implantat führen. Ein Drehmoment unter den empfohlenen Werten kann zur Lockung des Sekundärteils und dadurch zum Versagen von Sekundärteil und/oder Implantat führen.

Zementierte Krone oder Brücke

Vor dem Zementieren der Krone oder Brücke werden alle Schraubenöffnungen mit Wachs oder Gutta-percha versiegelt. Dies ermöglicht bei Bedarf ein erneutes Lösen der Schraube. Dann kann das endgültige Zementieren der Krone auf der Mesostruktur erfolgen.

Allgemeine Anweisungen

Um eine korrekte Übertragung der Position des Straumann® CAD/CAM Titanseku-därteils vom Meistermodell auf den Patienten zu gewährleisten, kann ein individueller Schlüssel am Modell hergestellt werden. Bei Einzelkronen wird der Schlüssel mit Hil-fe der Nachbarzähne fixiert, und bei Brücken werden die Sekundärteile miteinander verblockt.

Wichtig

Die Schraubenöffnung darf nicht mit Kunststoff bedeckt werden. Stellen Sie sicher, dass kein Kunststoff in das Innere des Sekundärteils gelangt.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen über die Verwendung von Straumann-Produkten rufen Sie bitte die Kundendienstabteilung von Straumann an. Die folgenden Broschüren bieten zusätzliche Anleitungen zur Verwendung der Straumann® Prothetikkomponenten und Instrumente.

- “Straumann® CAD/CAM-Abutments – Basisinformationen zu den Dentallabor-verfahren”, Art.-Nr. 151.099
- “Kronen- und Brückenversorgungen – Straumann® synOcta® Prothetiksystem”, Art.-Nr.151.255
- „Basisinformationen zu den prothetischen Verfahren – Straumann® Bone Level Implantatlinie“, Art.-Nr. 151.810

Sicherheit, Haftung, Garantie

Die Straumann® Dentalimplantate und andere Straumann-Produkte sind Teil eines Gesamtkonzepts und dürfen nur mit den dazugehörigen Originalkomponenten und Instrumenten gemäss den Anleitungen und Empfehlungen der Institut Straumann AG verwendet werden.

Die Verwendung systemfremder Komponenten Dritter, die nicht von der Institut Straumann AG vertrieben werden, in Verbindung mit dem Straumann Dental Implant System schliesst jegliche Garantie oder Verpflichtung, von Straumann ausdrücklich oder implizit aus.

Die anwendungstechnische Beratung über unsere Produkte erfolgt mündlich, schriftlich, mittels elektronischer Medien oder durch praktische Schulungen und nach dem aktuel-len Stand der Wissenschaft und Technik zum Zeitpunkt der Einführung des Produkts.

Der Anwender von Straumann-Produkten hat die Pflicht, selbst festzustellen, ob ein Pro-dukt für einen bestimmten Patienten und eine bestimmte Situation geeignet ist oder nicht. Straumann lehnt jegliche Haftung ab, ausdrücklich oder implizit, und übernimmt keine Verantwortung für jegliche direkte, indirekte, schadenersatzpflichtige oder andere Schä-den, die durch oder in Verbindung mit irgendwelchen Fehlern bei der professionellen Beurteilung oder praktischen Anwendung oder dem Einsetzen von Straumann-Produkten entstehen.

Der Anwender ist ausserdem verpflichtet, sich regelmässig über die neuesten Entwick-lungen des Straumann® Dental Implant System und seiner Anwendungen zu informieren.

Bitte beachten

Die in diesem Dokument enthaltenen Beschreibungen reichen für die sofortige Anwen-dung des Straumann® Dental Implant System nicht aus. Zahnärztliche Kenntnisse in der Implantologie sowie die Einweisung in die Handhabung des Straumann® Dental Im-plant System durch einen darin erfahrenen Operateur sind auf jeden Fall erforderlich.

Lieferung, Verfügbarkeit

Einige Bestandteile des Straumann® Dental Implant System sind nicht in allen Ländern erhältlich.

Copyright und Warenzeichen

Straumann® und/oder andere Produkte und Logos von Straumann®, die hier erwähnt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

English

Figure: Straumann® CAD/CAM abutment RC, titanium (to exemplify the entire Strau-mann® CAD/CAM titanium abutment portfolio)

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dental professional. [Rx Only]

Product description

Straumann® CAD/CAM abutments are used for the restoration of Straumann® dental implants of different types, endosteal diameters, lengths and platforms. The Straumann® CAD/CAM abutments allow for individual customization regarding function and esthetics. Straumann® CAD/CAM abutments are designed by the customer either by means of a traditional waxup abutment that is subsequently scanned or by scanning of the intraoral situation and designing of the shape by the CAD module of the integrated software. The design data is then sent to Straumann where the fabrication of the customized abutment is carried out. These instructions for use are valid for Straumann® CAD/CAM titanium abutments of the following prosthetic lines: synOcta® (RN and WN), CrossFit™ (NC and RC) and Narrow Neck (NN).

Indications for use

Straumann® CAD/CAM titanium abutments are intended to be placed into Straumann dental implants to provide support for prosthetic reconstructions such as crowns, bridges and overdentures.

The **Straumann® CAD/CAM titanium abutments** are indicated for cemented single-tooth replacements and multiple tooth restorations.

Contraindications

Allergies to materials used, which may include any or all of the following: titanium (Ti), titanium alloy (Ti-6Al-7Nb or TAN).

Important

Straumann® CAD/CAM titanium abutments must not be directly veneered with ceramic.

Straumann® CAD/CAM titanium abutments supplied must not be ground or polished after delivery. The handling and use of the product are not within the control of Straumann, and are the responsibility of the user. All liability for loss or damage is excluded.

General warnings & precautions

- Our products must be secured to prevent aspiration during intraoral use or insertion into the implant.
- Titanium secondary parts must not be directly veneered with ceramic. Failure to follow this instruction could result in damage to the abutment (heating up to 300 °C /572 °F) or more decreases the strength of titanium parts).
- Aseptic handling after sterilization procedure is essential

Instructions provided are insufficient to serve as the only means for placing the Strau-mann abutments and related components. Only those clinicians thoroughly trained in dental implantology should be placing these devices. Placing abutments and related components without proper training may lead to failure of the component or abutment. Abutment failure may lead to implant removal or other complications.

For further details, see additional Straumann brochures identified below.

Failure to follow the procedures outlined in these instructions may harm the patient and/ or lead to any or all of the following complications:

- Aspiration of components;
- Damage to the implant, abutment or other components;
- Loosening of the abutment or other components;
- Improper final restoration or malfunction of the crown, bridge, or other final prosthetic;
- Impairment of the patient's chewing function;
- Failure of the implant; and/or
- Removal of the implant.

Provisional restorations must always be placed out of occlusion.

Provisional cement, cement or any other material used for attaching prosthetic components to others must be processed as specified by the manufacturer.

Compatibility information

Straumann implants and the prosthetic lines synOcta®, CrossFit™ and Narrow Neck are available in a variety of configurations to meet your clinical needs. The label on each product uses abbreviations to help you identify whether a particular abutment or coping is compatible with the implant that you are restoring.

Straumann's Bone Level (BL) implant line uses the terms RC (Regular CrossFit™) for 4.1 and 4.8 mm implant diameters or NC (Narrow CrossFit™) for 3.3 mm implant diam-eters. RC BL implants are only compatible with components marked RC. NC BL implants are only compatible with components marked NC.

Straumann's Standard (S), Standard Plus (SP) and Tapered Effect (TE) implant lines use the terms RN (Regular Neck) for implants with 4.8 mm restorative platforms and WN (Wide Neck) for implants with 6.5 mm restorative platforms. RN S, RN SP, and RN TE implants are only compatible with components marked RN. WN S, WVN SP and WVN TE implants are only compatible with components marked WN.

The term NN (Narrow Neck) describes Straumann's 3.5 mm restorative platform of the Standard Plus Implant Narrow Neck. SP NN implants are only compatible with components marked NN.

Make sure that you use only original Straumann parts with the corresponding connection for restoring of a Straumann implant.

The following table summarizes the information above:

Implant type	Connection type	Compatible parts
BL (Bone Level)	RC (Regular CrossFit™)	Parts labelled RC
	NC (Narrow CrossFit™)	Parts labelled NC
S (Standard), SP (Standard Plus), TE (Tapered Effect)	WN (Wide Neck)	Parts labelled WN
	RN (Regular Neck)	Parts labelled RN
NN (Standard Plus Narrow Neck)	NN (Narrow Neck)	Parts labelled NN

Note: You must only restore an implant with abutments and copings that are compatible with that implant. Failure to follow this instruction may harm the patient and/ or result in damage to the implant, components or tooling.

Use and handling of Straumann prosthetic titanium components

1. Sterilization

Straumann® abutments and components are not sterile when delivered. Straumann rec-ommends the following procedure for sterilization prior to use:

Material	Method	Conditions
Ti, Ti alloy	Autoclave, moist heat	134 °C [273 °F], 18 min

Note: Parts that have been modified or altered in any way may require a diffe-

rent sterilisation procedure.

Caution: Straumann® CAD/CAM titanium abutments must not be ground or polished after delivery. Grinding or polishing Straumann® CAD/CAM titanium abutments may cause the product to fail.

2. Straumann secondary parts are inserted into the implant without applying cement. Straumann® CAD/CAM abutments are inserted and tightened using a Straumann® SCS screwdriver.

3. Make sure that the retentive elements of the implant abutment connection are prop-erly aligned for all secondary parts such as abutments as described in the table below.

Implant type	Implant/Secondary part alignment
BL (Bone Level)	Internal grooves
	Internal octagon
S (Standard), SP (Standard Plus), TE (Tapered Effect)	Internal octagon
	External octagon

4. Secure the mounted secondary part to the implant with the appropriate screw using the Straumann SCS screwdriver, ratchet and torque control device.

5. Use the ratchet to torque the screw until the appropriate tightening torque is reached (refer to the table below). For stabilization, use the Straumann holding key. Ensure the arrow of the torque control device is pointing clockwise (towards the torque bar with the leadrop). If it's not, simply pull the arrow out, flip over and push it back in. Using one hand on the holding key, use one finger from the other hand to push the leadrop only of the torque control device. Apply pressure to the torque bar until the required torque is reached. After reaching the indicated tightening torque, return the torque bar to its starting position. Lift and remove the holding key, ratchet with torque control device, and the driver.

Device type	Tightening torque
Abutments (permanent)	35 Ncm
Components on implant analogs	Hand tight

Warning

Torques greater than 35 Ncm may result in failure of the abutment and/or implant. Torque values less than the recommended values may result in loosening of the abutment, which may lead to abutment and/ or implant failure.

Cemented crown or bridge

Before cementing the crown or bridge, the screw opening(s) is (are) sealed off with wax or gutta-percha. This makes it possible to release the screw again if required. Then final cementing of the crown to the mesostructure can take place.

General instructions

To ensure correct transfer of the position of the Straumann® CAD/CAM titanium abutment from the master cast to the patient, an individual index can be fabricated on the cast. In the case of single crowns, the index is secured with support from the adjacent teeth, and in the case of bridges the abutments are splinted to one another.

Important:

The screw opening must not be covered with plastic. Ensure that no plastic gets into the interior of the abutment.

Further information

For additional information about the use of Straumann products, call Straumann's cus-tomer service department. The following brochures provide additional guidance on the use of the Straumann® prosthetic components and instruments.

- “Straumann® CAD/CAM abutments – Basic information on the dental lab proce-dures”, Art. No. 152.099
- “Crown and bridge restorations – Straumann® synOcta® Prosthetic system”, Art. No.152.255
- “Basic information on the prosthetic procedures – Straumann® Bone Level Implant line”, Art. No. 152.810

Disclaimer of liability

The Straumann® dental implants and other Straumann products are part of an overall concept and may be used only in conjunction with the corresponding original com-ponents and instruments according to Institut Straumann AG's instructions and recom-mendations.

Use of products made by third parties, which are not distributed through Institut Strau-mann AG, in conjunction with the Straumann Dental Implant System will void any warranty or other obligation, express or implied, of Straumann.

Instructions as to the application of our products take place verbally, in writing, by electronic media or in hands-on trainings corresponding to the state of the art at the time of introduction of the product.

The user of Straumann products is responsible for determining whether or not any product is suitable for a particular patient and circumstances. Straumann disclaims any liability, express or implied, and bears no responsibility for any direct, indirect, punitive or other damages, arising out of or in connection with any errors in professional judg-ment or practice in the use or installation of Straumann products.

The user is also obliged to study the latest developments of the Straumann Dental Implant System and their applications regularly.

Please note

The descriptions contained in this document are not sufficient for immediate use of the Straumann Dental Implant System. Knowledge of dental implantology and instruction in the handling of the Straumann Dental Implant System provided by an operator with the relevant experience are always necessary.

Supply, availability

Some items in the Straumann® Dental Implant System are not available in all countries.

Copyright and trademarks

Straumann® and/or other products and logos from Straumann® that are mentioned here are trademarks or registered trademarks of Straumann Holding AG and/or its affiliates.

Les produits envoyés à Straumann ou la partie secondaire personnalisée est fabriquée. Ce mode d'emploi est valable pour les parties secondaires en titane Straumann® CFAO des gammes prothétiques suivantes : synOcta® (RN et WVN), CrossFit™ (NC et RC) et Narrow Neck (NN).

Français

Illustration : RC partie secondaire Straumann® CFAO, titane (exemple illustrant toute la gamme de parties secondaires en titane Straumann® CFAO)

Description du produit

Les parties secondaires Straumann® CFAO servent à la restauration des implants den-taires. Straumann® de différents types, diamètres endosseaux, longueurs et platefor-mes.

Les parties secondaires Straumann® CFAO permettent la personnalisation au cas par cas pour la fonctionnalité et l'esthétique. Les parties secondaires Straumann® CFAO sont conçues par le client au moyen d'un modèle en cire classique qui est ensuite numé-risé ou au moyen de la numérisation de la situation intra-buccale et la conception de la forme à l'aide du module de CAO du logiciel intégré. Les données de conception sont ensuite envoyées à Straumann où la partie secondaire personnalisée est fabriquée. Ce mode d'emploi est valable pour les parties secondaires en titane Straumann® CFAO des gammes prothétiques suivantes : synOcta® (RN et WVN), CrossFit™ (NC et RC) et Narrow Neck (NN).

Indications

Les parties secondaires en titane Straumann® CFAO sont conçues pour un placement dans les implants dentaires. Straumann pour soutenir les reconstructions prothétiques telles que les couronnes, les bridges et les prothèses hybrides.

Les **parties secondaires en titane Straumann® CFAO** sont indiquées pour le remplace-ment de dent unitaire et les restaurations dentaires à plusieurs unités scellées.

Contre-indications

Allergie aux matériaux utilisés dont : titane (Ti), alliage de titane (Ti-6Al-7Nb ou TAN).

Dansk

Illustration: Straumann® CAD/CAM abutment RC, titanium (som eksempel på udvalgt af Straumann® CAD/CAM titanium abutments)

Produktdeskrivelse

Straumann® CAD/CAM abutments anvendes til restaurering på Straumann® dentale implanter af forskellig type, endostet diameter, længde og platform. Straumann® CAD/CAM abutments giver mulighed for individuel tilpasning med hensyn til funktion og æstetik. Straumann® CAD/CAM abutments designes af kunden enten ved hjælp af et traditionelt wax-upabutment, som efterfølgende scannes, eller ved scanning af den intraorale situation og formgivning ved hjælp af CAD-modules integrerede software. De beregnede data sendes derefter til Straumann, hvor fremstillingen af det individuelle abutment udføres. Denne brugsanvisning gælder for Straumann® CAD/CAM titanium-abutments fra følgende protetiske systemer: synOcta® (RN og VVN), CrossFit™ (NC og RC) og Narrow Neck (NN).

Brugsanvisning

Straumann® CAD/CAM titanium-abutments er beregnet til anbringelse i Straumann’s dentale implantater med henblik på støtte til protetiske rekonstruktioner, som kroner, broer og ”tryklås”-systemer.

Straumann® CAD/CAM titanium-abutments er indikeret til anvendelse i forbindelse med cementeret erstøtning af en enkelt tand og restaurering af flere tænder.

Kontraindikationer

Allergi overfor et eller flere af følgende anvendte materialer: Titanium (Ti), titaniumlegering (Ti-6Al-7Nb eller TAN).

Vigtigt

Straumann® CAD/CAM titanium-abutments må ikke fineres direkte med porcelæn. Straumann® CAD/CAM titanium-abutments må hverken slibes eller poleres efter leveringen. Håndtering og anvendelse af produktet ligger uden for Straumann’s kontrol-område og er brugersens ansvar. Enhver garanti for tab eller skader er udelukket.

Generelle advarsler og sikkerhedsforanstaltninger

- Vore produkter bør sikres, så de ikke kan synkes under intraoral anvendelse eller indsætning i implantatet.
- Titanium-sekundærdele må ikke fineres direkte med porcelæn. Manglende overholdelse af denne vejledning kan medføre skader på abutmentet (opvarmning til 300 °C eller derover reducerer titaniumpulverens styrke).
- Steril håndtering efter sterilisationsproceduren er absolut påkrævet.

Nedenstående vejledninger er ikke tilstrækkelige som eneste baggrund for korrekt anvendelse af Straumann’s abutments og relaterede komponenter. Kun tandlæger, der er omhyggeligt uddannet inden for dental implantologi, bør indsætte disse komponenter. Indsættelse af abutments og relaterede komponenter uden grundig uddannelse kan medføre fejl på komponent eller abutment. Abutmentfejl kan medføre fjernelse af implantatet eller andre komplikationer.

Vedrørende yderligere detaljer henvises til supplerende Straumann-brochurer, som nedenfor anført.

Manglende overholdelse af de procedurer, der fremgår af disse vejledninger, kan skade patienten og/eller medføre følgende komplikationer:

- Synkning af komponenter
- Beskadigelse af implantat, abutment eller andre komponenter
- Løsning af abutment eller andre komponenter
- Misløkket permanent restaurering eller funktionsfejl på krone, bro eller permanent protese
- Føringelse af patientens hygiefunktion
- Implantatsvigt og/eller
- Fjernelse af implantat

Provisoriske restaureringer skal altid anbringes, så der ikke forekommer okklusion .

Provisorisk cement, cement eller andre materialer, der er anvendt til fastgøring af protetiske komponenter, skal anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Informationer vedrørende kompatibilitet

For at kunne imødekomme Deres kliniske behov leveres Straumann-implantater og de protetiske systemer synOcta®, CrossFit™ og Narrow Neck i flere forskellige konfigurationer. Eiketten på hvert produkt indeholder forkortelser, som kan hjælpe Dem til at afgøre, om et specifikt abutment eller en specifik kappe er kompatibel med det implantat, De skal restaurere.

Straumann’s Bone Level (BL) implantatserie anvender forkortelserne RC (Regular CrossFit™) for hhv. 4,1 og 4,8 mm implantatdiameter eller NC (Narrow CrossFit™) for 3,3 mm implantatdiameter. RC BL implantater er kun kompatible med komponenter, der er mærket RC. NC BL implantater er kun kompatible med komponenter, der er mærket NC.

Straumann’s Standard (S), Standard Plus (SP) og Tapered Effect (TE) implantatsier anvender forkortelserne RN (Regular Neck) for implantater med 4,8 mm restaurerings-platform og VN (Wide Neck) for implantater med 6,5 mm restaurering-platform. RN S, RN SP og RN TE implantater er kun kompatible med komponenter, der er mærket RN. VN S, VN SP og VN TE implantater er kun kompatible med komponenter, der er mærket VN.

Forkortelsen NN (Narrow Neck) betegner Straumann’s 3,5 mm restaurerings-platform for Standard Plus implantatet Narrow Neck. SP NN implantater er kun kompatible med komponenter, der er mærket NN.

Sørg for kun at anvende originale Straumann-dele med den tilsvarende kobling til restaurering på et Straumann-implantat.

Følgende tabel sammenfatter ovenstående informationer:

Implantattype	Connectiontype	Kompatible dele
BL (Bone Level)	RC (Regular CrossFit™)	Dele mærket RC
	NC (Narrow CrossFit™)	Dele mærket NC
S (Standard), SP (Standard Plus), TE (Tapered Effect)	VN (Wide Neck)	Dele mærket VN
	RN (Regular Neck)	Dele mærket RN
NN (Standard Plus Narrow Neck)	NN (Narrow Neck)	Dele mærket NN

Bemærk: Man må kun forsyne et implantat med abutments og kapper, der er kompatible med det pågældende implantat. Manglende overholdelse af dette kan skade patienten og/eller medføre skader på implantat, komponenter eller instrumenter.

Anvendelse og håndtering af Straumanns® protetiske titanium-komponenter

1. Sterilisation

Straumann®abutments og -komponenter er ikke sterile ved leveringen. Straumann anbefaler følgende sterilisationsprocedure inden brug:

Materiale	Metode	Betingelser
Ti, Ti legering	Autoklave, fugtig varme	134 °C i 18 min.

Bemærk: Dele, der er blevet modificeret eller ændret på nogen måde, kræver en anden sterilisationsprocedure.

OBS! Straumann® CAD/CAM keramikabutments må hverken beslibes eller poleres efter leveringen. Beslibning eller polering af Straumann® CAD/CAM keramikabutments kan medføre, at produktet ikke fungerer efter hensigten.

2. Straumann sekundærdele indsættes i implantatet uden applicering af cement. Straumann® CAD/CAM abutments indsættes og spændes ved hjælp af en Straumann® SCS skruetrækker.

3. Vær sikker på, at de retentive elementer på implantat-abutmentforbindelsen er korrekt placeret i forhold til alle sekundærdele, fx abutments, som beskrevet i nedenstående tabel.

Implantattype	Implantat/Sekundærdel
BL (Bone Level)	Indvendige riller
S (Standard) SP (Standard Plus) TE (Tapered Effect)	Indvendig ottekant
NN (Narrow Neck)	Udvendig ottekant

4. Fastgør den monterede sekundærdel til implantatet med den tilhørende skrue med en Straumann SCS skruetrækker, skralde og anordning til kontrol af drejningsmoment (momentnøgle).

5. Anvend skolden til tilspænding af skruen, indtil det passende drejningsmoment er nået. (Se nedenstående tabel). Til stabilisering anvendes Straumann-holdenøglen. Kontrollér, at kontrolanordningens pil peger med uret (i retning mod torquestangen med dråben). Hvis dette ikke er tilfældet, trækkes pilen ganske enkelt ud, drejes om og skubbes ind igen. Hold med den ene hånd på holdenøglen og brug en finger fra den anden hånd til kun at trykke på dråben på kontrolanordningen. Tryk på torquestangen, indtil det ønskede drejningsmoment er nået. Når det indikerede drejningsmoment er nået, bringes torquestangen tilbage til sin udgangsposition. Løft og fjern holdenøgle, momentnøgle samt skruetrækker.

Komponenttype	Drejningsmoment for tilspænding
Abutments (permanente),	35 Ncm
Komponenter på implantatanaloger	Manuel tilspænding

Advarsel

Drejningsmomenter større end 35 Ncm kan medføre abutment- og/eller implantatfejl. Drejningsmomentværdier, der ligger under de anbefalede værdier, kan medføre løsnng af abutmentet, hvilket kan resultere i abutment- og/eller implantatfejl.

Centering af krone eller bro

Inden cementering af en krone eller bro, foreslges skruøbningen/-erne med voks eller gutta-perka. Dette gør det muligt at løsne skruen igen, om nødvendigt. Den endelige cementering af kronen til mesostrukturen kan derefter gennemføres.

Generelle vejledninger

For at sikre en korrekt overførsel af Straumann® CAD/CAM keramikabutmentets position fra master-model til patient, kan der fremstilles et individuelt indeks på afstøbningen. Hvis det drejer sig om enkeltkroner, fastgøres indekset med støtte fra nabolænderne, og i tilfælde af broer sammenføjes de pågældende abutments med en skinne.

Vigtigt

Skruens åbning må ikke dækkes med plast. Pas på, at der ikke trænger plast ind i abutmentets indre del.

Yderligere informationer

Med henblik på supplerende informationer vedrørende anvendelsen af Straumann-produkter, bedes De kontakte Straumann’s kundeservice. Følgende brochurer giver supplerende vejledning i anvendelsen af Straumann® protetiske komponenter og instrumenter.

- “Straumann® CAD/CAM abutments – Basic information on the dental lab procedures”, Art. No. 152.099
- “Crown and bridge restorations – Straumann® synOcta® Prosthetic system”, Art. No.152.255
- “Basic information on the prosthetic procedures – Straumann® Bone Level Implant line”, Art. No. 152.810

Ansvarsfraskrivelse

Straumann® dentale implantater og andre Straumann-produkter udgør en del af et overordnet koncept og må kun anvendes sammen med de hertil svarende originale komponenter og instrumenter i henhold til Institut Straumann AG’s vejledninger og anbefalinger.

Anvendelsen af produkter, der er fremstillet af tredjepart og ikke distribueret gennem Straumann AG, sammen med Straumann Dental Implant System medfører annullering af enhver garanti eller anden forpligtelse - hvad enten disse er udtrykkelige eller stillende - fra Institut Straumann AG’s side.

Vejledninger vedrørende anvendelsen af vore produkter foregår mundtligt, skriftligt, ved hjælp af elektroniske medier eller ved direkte oplæring i praksis og er i overensstemmelse med den nyeste udgivelse på det tidspunkt, produktet introduceres.

Brugen af Straumann’s produkter er ansvarlig for beslutningen om, hvorvidt produktet er egnet eller uegnet til den pågældende patient og omstændighederne. Straumann fralægger sig ethvert ansvar, udtryk eller anlydet, og bærer intet ansvar for eventuelle direkte, indirekte, panalt begrundede eller andre skader, der er opstået på grund af eller i forbindelse med fejl i den professionelle vurdering eller praksis ved brug eller indsættelse af Straumann-produkter.

Brugeren har også pligt til regelmæssigt at holde sig informeret om den seneste udvikling vedrørende Straumann Dental Implant System og dets anvendelse.

Bemærk

Beskrivelserne i dette dokument er ikke tilstrækkelige til umiddelbar anvendelse af Straumann Dental Implant System. Kundskaer vedrørende implantologi, instruktion i håndteringen af Straumann® Dental Implant System, formidlet af en behandler med relevante erfaringer, er altid nødvendige.

Levering, tilgængelighed

Visse artikler fra Straumann® Dental Implant System er ikke tilgængelige i alle lande.

Copyright og varemærker

Straumann® og/eller andre produkter og logoer fra Straumann®, der er nævnt her, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Straumann Holding AG og/eller dets tilknyttede selskaber.

русский
Рис.: Straumann® CAD/CAM опорный зуб RC, титан (для иллюстрации всего ассортимента титановых опорных зубов Straumann® CAD/CAM) Описание изделия Опорные зубы Straumann® CAD/CAM применяются для реставрации зубных имплантатов Straumann® различных типов, эндостальных диаметров, длин и платформ. Опорные зубы Straumann® CAD/CAM могут индивидуально адаптироваться к особенностям функциональности и эстетики. Опорные зубы Straumann® CAD/CAM адаптируются заказчиком с помощью традиционных восковых моделей, которые затем сканируются, либо путём сканирования полости рта и моделирования с помощью модуля CAD средствами встроенной программы. Данные расчёта затем отправляются в Straumann, где выполняется изготовление адаптированного опорного зуба. Данная инструкция содержит указания по применению титановых опорных зубов Straumann® CAD/CAM следующих протезных линий: synOcta® (RN и VVN), CrossFit™ (NC и RC) и Narrow Neck (NN).

Показания к применению

Титановые опорные зубы Straumann® CAD/CAM помещаются в зубные имплантаты Straupann для обеспечения опоры протезных реконструкций, таких как коронки, мосты и съёмные зубные протезы.

Титановые опорные зубы Straumann® CAD/CAM показаны для цементированных замен одиночных зубов и реставрации нескольких зубов.

Противопоказания

Аллергия на используемые материалы, в том числе: титан (Ti), титановый сплав (Ti-6Al-7Nb или TAN).

Важно

после поставки титановые опорные зубы Straumann® CAD/CAM не требуют прямого винирования керамикой.

После поставки титановые опорные зубы Straumann® CAD/CAM не нужно шлифовать или полировать.

Использование данного изделия не контролируется со стороны Straumann и происходит под ответственность потребителя. Исключается любая ответственность за убытки или ущерб.

Общие предупреждения и меры предосторожности

- Наши изделия необходимо фиксировать в целях предотвращения аспирации при внутривитовом применении или установке в имплантат.
- Титановые вспомогательные компоненты нельзя непосредственно винировать керамикой. Невыполнение данной инструкции может привести к повреждению опорного зуба (нагрев до 300 °C (572 °F) и выше уменьшает прочность титановых деталей).
- Крайне важно поддерживать асептические условия после стерилизации.

Приведённые инструкции не должны быть единственным руководством по установке опорных зубов Straumann и соответствующих компонентов. Данные компоненты должны устанавливаться только врачами, квалифицированными в области стоматологической имплантологии. Установка опорных зубов и соответствующих компонентов при отсутствии необходимой квалификации может привести к разрушению компонента или опорного зуба. Разрушение опорного зуба может привести к выпадению имплантата и другим осложнениям.

Более подробную информацию см. в дополнительных брошюрах Straumann, перечисленных ниже.

Невыполнение приведённых в данной инструкции процедур может повредить пациенту и/или привести к следующим осложнениям:

- аспирация компонентов;
- повреждение имплантата, опорного зуба или других компонентов;
- ослабление опорного зуба или других компонентов;
- неправильная окончательная реставрация или нарушение функции коронки, моста или других конечных протезных компонентов;
- нарушение жевательной функции пациента;
- разрушение имплантата и/или
- выпадение имплантата.

Временные конструкции должны обязательно извлекаться из окклюзии.

Подготовить цемент, временный цемент или другой материал для закрепления компонентов протезов согласно инструкциям изготовителя.

Информация о совместимости

Имплантаты Straumann® и протезные компоненты линии synOcta®, CrossFit™ и Narrow Neck представлены в разнообразных конфигурациях для удовлетворения клинических потребностей. Маркировка на каждом продукте содержит аббревиатуры, которые помогут определить совместимость того или иного опорного зуба или основы коронки с реставрируемым имплантатом.

В линии имплантатов Straumann костного уровня (Bone Level, BL) используются термины RC (Regular CrossFit™) для диаметров 4,1 и 4,8 мм и NC (Narrow CrossFit™) для диаметра 3,3 мм. Имплантаты RC BL совместимы только с компонентами, имеющими маркировку RC. Имплантаты NC BL совместимы только с компонентами, имеющими маркировку NC.

В линиях имплантатов Straumann Standard (S), Standard Plus (SP) и Tapered Effect (TE) используются термины RN (Regular Neck) для имплантатов с реставрационной платформой 4,8 мм и WN (Wide Neck) для имплантатов с реставрационной платформой 6,5 мм. Имплантаты RN S, RN SP и RN TE L совместимы только с компонентами, имеющими маркировку RN. Имплантаты VN S, VN SP и VN TE совместимы только с компонентами, имеющими маркировку VN.

Аббревиатура NN (Narrow Neck) указывает на реставрационную платформу Straumann 3,5 мм имплантатов Standard Plus Narrow Neck. Имплантаты SP NN совместимы только с компонентами, имеющими маркировку NN.

Убедитесь, что используются только оригинальные части Straumann с соответствующим соединением для восстановления имплантата Straumann.

В таблице ниже обобщается приведённая информация:

Тип имплантата	Тип соединения	Совместимые части
BL (Bone Level, костный уровень)	RC (Regular CrossFit™, обычный)	Части с маркировкой RC
	NC (Narrow CrossFit™, узкий)	Части с маркировкой NC
S (Standard), SP (Standard Plus), TE (Tapered Effect, суживающийся)	VN (Wide Neck, широкая шейка)	Части с маркировкой VN
	RN (Regular Neck, стандартная шейка)	Части с маркировкой RN
NN (Standard Plus Narrow Neck, узкая шейка)	NN (Narrow Neck, узкая шейка)	Части с маркировкой NN

Примечание: имплантат следует восстанавливать только с опорными зубами и основами, совместимыми с данным имплантатом. Невыполнение данного требования может нанести вред пациенту и/или повредить имплантат, компоненты или инструментарий.

Использование и обработка титановых компонентов Straumann

1. Стерилизация

Опорные зубы и компоненты Straumann® не являются стерильными при поставке. Straumann рекомендует следующую процедуру стерилизации перед применением:

Материал	Способ	Условия
титан, титановый сплав	Автоclave, влажный жар	134 °C (273 °F), 18 минут

Примечание: Для деталей, которые были модифицированы или изменены каким-либо образом, может потребоваться другой способ стерилизации.

Внимание: после поставки титановые опорные зубы Straumann® CAD/CAM не нужно шлифовать или полировать. Титановые опорные зубы Straumann® CAD/CAM могут пострадать от шлифовки и полировки.

2. Вспомогательные компоненты Straumann вставляются в имплантат без применения цемента. Опорные зубы Straumann® CAD/CAM вставляются и закрепляются специальной отвёрткой Straumann® SCS.

3. Убедитесь, что удерживающие компоненты соединения имплантат - опорный зуб правильно выровнены для всех вспомогательных компонентов, напр., опорных зубов, как описано в таблице ниже.

Тип имплантата	Имплантат/вспомогательные компоненты для выравнивания
BL (Bone Level)	Внутренние канавки
S (Standard), SP (Standard Plus) TE (Tapered Effect)	Внутренний восьмиугольник
NN (Narrow Neck)	Внешний восьмиугольник

4. Зафиксируйте установленный вспомогательный компонент на имплантате соответствующим винтом, используя отвёртку Straumann SCS, храповик и устройство контроля крутящего момента.

5. Используйте храповик для затягивания винта до достижения требуемого уровня натяжения (см. таблицу ниже). Для стабилизации используйте удерживающий ключ Straumann. Убедитесь, что стрелка устройства контроля крутящего момента направлена по часовой стрелке (к стержню с каплевидной рукояткой). При несоблюдении данного условия просто выполните стрелку, поверните на 180° и вставьте обратно. Положив одну руку на удерживающий ключ, другой рукой возьмитесь за каплевидную рукоятку устройства контроля крутящего момента. Надавливайте на стержень, пока не будет достигнут нужный момент. После достижения указанного момента затяжки верните стержень в исходное положение. Приподнимите и снимите удерживающий ключ, храповик с устройством контроля крутящего момента и отвёртку.

Тип конструкции	Крутящий момент
Опорные зубы (постоянные)	35 Нсм
Компоненты на аналогах имплантатов	Затягивание вручную

Предупреждение

Крутящий момент более 35 Нсм может привести к разрушению опорного зуба и/или имплантата. Крутящий момент ниже рекомендованного значения может привести к ослаблению опорного зуба, что может вызвать выпадение опорного зуба и/или имплантата.

Цементированная коронка или мост

Перед цементированием коронки или моста отверстие(ия) под винт запечатывается воском или гуттаперчей. Благодаря этому винт впоследствии можно будет при необходимости выкрутить. Затем можно выполнять окончательное цементирование коронки на мезоструктуре.

Общие указания

Для правильной передачи положения титанового опорного зуба Straumann® CAD/CAM от рабочей модели к пациенту можно изготовить индивидуальное соединение (индекс) на модели. В случае одиночных коронок индекс крепится с опорой на соседние зубы, а в случае мостов опорные зубы шинируются друг к другу.

Важно

Отверстие под винт должно быть покрыто пластмассой. Убедитесь, что пластмасса не проникла внутрь абутмента.

Подробная информация

Для получения дополнительной информации об использовании продуктов Straumann обратитесь в отдел обслуживания клиентов Straumann. В следующих брошюрах приведены дополнительные указания по использованию протезных компонентов и инструментов Straumann®.

- “Straumann® CAD/CAM abutments – Basic information on the dental lab procedures”, арт. 152.099
- “Crown and bridge restorations – Straumann® synOcta® Prosthetic system”, арт. 152.255
- “Basic information on the prosthetic procedures – Straumann® Bone Level Implant line”, арт. 152.810

Отказ от ответственности

Зубные имплантаты Straumann® и другие изделия Straumann являются частью общей концепции и могут использоваться только в комбинации с соответствующими оригинальными компонентами и инструментами согласно инструкциям и рекомендациям Institut Straumann AG.

Использование изделий сторонних производителей, которые не распространяются через Straumann AG, в сочетании с Straumann Dental Implant System ведёт к аннулированию всех гарантийных и иных обязательств, явно выраженных или подразумеваемых, со стороны Straumann.

Инструкции по применению наших изделий выдаются в устной, письменной форме, электронными средствами или на практических занятиях в зависимости от технического уровня на момент внедрения изделия.

Потребитель изделий Straumann отвечает за определение пригодности того или иного изделия для конкретного пациента и конкретных условий. Компания Straumann исключает любую ответственность, явную или скрытую, и не отвечает за какой-либо прямой, косвенный ущерб, штрафные и иные убытки, возникшие вследствие или в связи с ошибками в профессиональном подходе или практике при использовании изделий Straumann.

Потребитель также обязан регулярно изучать последние разработки для системы зубного имплантирования Straumann и опыт их применения.

Обратите внимание

Сведений, содержащихся в данном документе, недостаточно для немедленного применения системы Straumann Dental Implant System. Всегда требуются знания в области имплантологии и руководство по обращению с системой Straumann® Dental Implant System от хирурга с опытом в данной области.

Поставка, наличие

Некоторые компоненты Straumann® Dental Implant System распространяются не во всех странах.

Авторские права и торговые марки

Straumann® и/или другие продукты и логотипы Straumann®, упомянутые в данной инструкции, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Straumann Holding AG и/или его ассоциированных компаний.

	Aviso, consulte a documentação junta / Obs! Läs medföljande dokument / Let op, raadpleeg de meegeleverde documenten / OBS! Læs medfølgende dokumenter / Внимание, изучите прилагаемые материалы
	Consulte as instruções de utilização / Läs bruksanvisningen före användning / Raadpleeg de gebruiksaanwijzing / Se brugsanvisning / Обратитесь к инструкции по применению
	Os Produtos Straumann com a marca CE cumprem os requisitos do Directiva de Dispositivos Médicos 93/42 EEC 0123 identifica o corpo notificado de fabricantes
	Straumann-produkter med CE-mærke opfylder kraven i det medicinske tekniska direktivet 93/42 EG 0123 nummer på anmält organ
	Producten van Straumann met het CE-merk voldoen aan de eisen van de Richtlijn medische hulpmiddelen (93/42 EEG). 0123 [voeg hier de verantwoordelijke instantie 'notified body' voor de fabrikanten in]
	Straumann-produkter, der er CE-mærkede, opfylder kravene i henhold til 93/42/EØF, lav om medicinsk udstyr. 0123 identificera produktens ansvar för det bemyndigade organ
	Изделия Straumann с маркировкой CE отвечают требованиям Директивы ЕС по медицинским приборам 93/42. 0123 обозначает уполномоченный орган производителей
	Não reprovável! Endast för engångsbruk. Voor eenmalig gebruik. Kun til engangsbrug. Только для однократного применения
	Número do lote / Lohnummer / Chargennummer / Lohnummer / Серия
	Número de artigo / Referensnummer / Referentienummer / Referencenummer / Apt. №
	Fabricante/Fabricante/Tillverkare/Producent/Изготовитель
	Não esteril / Ikke steril / Niet steriel / Ikke steril / Нестерильно
	Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dental professional